

**ELECTROLYTISCHE MARKERING  
BENODIGDHEDEN**



**Ref. : SMT.S.29.802**  
Manuele markeerstempel 15 x 30 mm  
(15 x 60 mm op aanvraag)



**Ref. : SMT.F.22.145**  
1 m vervangvilt  
voor de markeerstempel.



**Ref. : SMT.E.22.001**  
Flesje van 100 ml elektrolyt.  
Er bestaan verschillende soorten die  
gebruikt worden volgens de te markeren  
materiaal. In het algemeen wordt  
het elektrolyt AE 1 gebruikt.



**Ref. : SMT.N.22.102**  
Flesje van 100 ml neutralyt N2.



**Ref. : SMT.NS.22.156**  
Neutralytdoseerder.



**Ref. : HUS.RF.020**  
RVS-band 301 (1.4310)  
voor het maken van etiketten.  
Breedte : 12,7 mm.  
Lengte : 5 m.  
Dikte : 0,2 mm.



**Ref. : TAT.21101**  
Gaatesknipper voor gaten Ø 5 mm  
in RVS-band Art.HUS.RF.020



**Ref. : SMT.SYS.03**  
bergingskoffer



**ELECTROLYTISCHE MARKERING  
BENODIGDHEDEN**



*Ref. : SMT.56.500*  
X, Y – regeling voor sjabloonsteun.



*Ref. : SMT.56.700*  
Steun voor "lange levensduur" sjabloon.

**ELECTROLYTISCHE MARKERING  
PNEUMATISCHE EENHEDEN**



Pneumatische eenheid met pomp.



*Ref. : SMT.56.075*  
Pneumatische eenheid zonder pomp.  
Automatiseert de drukbeweging van de stempel.  
Laat een optimale positionering van de sjabloon toe en verzekert een uitstekende markeerherhaling.



*Ref. : SMT.35.005*  
Pomp voor electrolyticum.  
Verzekert een uitstekende en herhaaldelijke dosering van het electrolyticum.